

آنالیز VSM

کد پذیرش نمونه	میدان مغناطیسی اعمالی		جنس و ترکیب شیمیایی نمونه	نوع نمونه			ردیف
	۱/۵ تسلا	۱ تسلا		لایه نازک	پودری	محبول	
							۱
							۲
							۳
							۴
							۵
							۶
							۷
							۸
							۹
							۱۰
	راديو اکتیو		سمی	محرک دستگاه تنفسی		حساس به نور	تکامل ایمنی
	انفجاری		فرار	قابل جذب از طریق پوست		قابل اشتعال	
							توضیحات

دستور العمل :

- در ستون مربوط به «کد پذیرش نمونه» مطلبی ننویسید.
- در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه‌ها بر اساس ردیف درج شده در جدول بالا مشخص شود.
- در بخش مربوط به نکات ایمنی، شماره ردیف مربوط به هر نمونه، مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود.
- نمونه های پودری باید دارای حداقل وزن ۱ گرم وزن و به صورت کاملا همگن باشد.
- نمونه های مایع باید دارای حجم 5cc و به صورت کاملا همگن باشد.
- آزمایشگاه متعهد می شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نیاز به استرداد نمونه، در بخش توضیحات جدول بالا ذکر شود.

به جهت بهبود انجام آنالیزها از درج هرگونه اطلاعات و مشخصات فردی در قسمت بالای خط چین خودداری فرمایید

نام و نام خانوادگی	کد ملی
نام دانشگاه یا مؤسسه	تلفن ثابت
آدرس ایمیل	تلفن همراه
آدرس پستی	

اینجانب کلیه مندرجات فرم حاضر را تایید نموده و مسئولیت عواقب، ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات نادرست را به عهده میگیرم.

نام و نام خانوادگی متقاضی امضا متقاضی

