

آنالیز ICP-OES

ردیف	ترکیبات احتمالی	کد آنالیز مورد نظر						نوع نمونه					
		ICP-21-69	ICP-11-20	ICP-6-10	ICP-3-5	ICP-2	ICP-1	سایر موارد	فیزی	پلیمری	گیاهی	زیستی	معذنی
۱													
۲													
۳													
۴													
۵													
۶													
۷													
۸													
۹													
۱۰													
تذکرات	حساس به نور	محرک دستگاه تنفسی		سمی	راديو اکتیو								
	قابل اشتعال	قابل جذب از طریق پوست		فرار	انفجاری								

دستور العمل :

- در ستون مربوط به «کد پذیرش نمونه» مطلبی ننویسید.
- در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه‌ها بر اساس ردیف درج شده در جدول بالا مشخص شود.
- در بخش مربوط به نکات ایمنی، شماره ردیف مربوط به هر نمونه، مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود.
- بهترین وزن نمونه برای آنالیز ۱ گرم تا ۵ گرم می‌باشد ولی آزمایشگاه قادر به انجام آنالیز بر روی نمونه با وزن ۰/۱ گرم می‌باشد که دقت آزمون کمتر می‌شود.
- در صورت انتخاب کد آنالیز نام عناصر مورد نظر جهت انجام آنالیز در قسمت توضیحات ذکر شود.
- آزمایشگاه متعهد می‌شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نیاز به استرداد نمونه، در بخش توضیحات جدول بالا ذکر شود.

به جهت بهبود انجام آنالیزها از درج هرگونه اطلاعات و مشخصات فردی در قسمت بالای خط چین خودداری فرمایید

نام و نام خانوادگی	کد ملی
نام دانشگاه یا مؤسسه	تلفن ثابت
آدرس ایمیل	تلفن همراه
آدرس پستی	

اینجانب کلیه مندرجات فرم حاضر را تایید نموده و مسئولیت عواقب، ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات نادرست را به عهده میگیرم.

نام و نام خانوادگی متقاضی امضا متقاضی

کاوشران علوم و فناوری برنا

تهران، میدان انقلاب، کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع نصرت، کوچه مهنار، پلاک ۳، واحد ۶، کد پستی ۱۴۱۸۸۶۴۷۸۸ تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۷۱۰۵۸ و ۰۲۱-۶۶۹۷۸۷۴۳

